

## 瞬渺光电正式成为美国 SwampOptics 公司在中国区域的**独家代理商**

日前，美国 [SwampOptics](http://www.swampoptics.com) 公司和上海瞬渺光电技术有限公司正式签署**独家代理**合作协议，授权瞬渺光电（Rayscience Optoelectronic Innovation Co., Ltd）作为 Swamp Optics 公司在中国地区的独家代理商，瞬渺光电将负责在中国地区 [Swamp Optics](http://www.swampoptics.com) 公司全线产品（GRENOUILLE FROG、BOA Pulse Compressor）的推广、销售及售后服务工作。

通过这次成功合作，瞬渺光电将进一步提高公司在超快激光领域的技术和产品的支持能力。

### 关于美国 Swamp Optics 公司：

美国 Swamp Optics 公司成立于 2001 年，提供最具创新和最高性价比的 [FROG](#) 设备，专用于测量超短激光脉冲。公司专注于频率分辨光学开关（[FROG](#)）设备的开发和制造，[FROG](#) 严谨精确，操作简单，成就卓越，是目前最强大和最可靠的测量超短脉冲的强度和相位随时间变化的方法。

Rick.Trebino 教授是 Swamp Optics 创始人，他是超快激光测量专家和美国乔治亚理工学院超快物理研究学者联盟主席。同时 Trebino 教授也是频率分辨光栅（[FROG](#)）的发明人之一，在超快激光脉冲测量领域得到广泛认可并拥有众多荣誉，曾获得著名的 SPIE 艾格顿奖，以奖励他在超短激光脉冲领域的贡献。

更多请点击：[www.swampoptics.com](http://www.swampoptics.com)

### 关于瞬渺光电：

上海瞬渺光电技术有限公司成立于 2004 年，坐落于国家级航天科技城—上海莘庄工业园区。主要从事国际知名品牌激光、光电子、光机械、光学仪器和光纤通讯等光电产品的设计、引进、咨询和经销。

目前关注的核心的领域包括：

- 超快光纤激光与 THz 研究
- 光纤传感和光纤通信
- 信息光学（空间光调制器，波前测试仪，变形镜）
- 光纤（半导体）激光器和光源
- 光纤熔融拉锥技术系列（自主研发）

电话：021-34635258，021-34635259

免费热线：400-008-1064

传真：021-34635260

Email：[saleschina@rayscience.com](mailto:saleschina@rayscience.com)

Web：[www.rayscience.com](http://www.rayscience.com)

### 后续计划：

为了进一步提升客户体验：

- ❖ 美国 Swamp Optics 提供 2 台 [FROG](#) 样机给广大科研客户试用,欢迎联系我们的客服人员安排试用。

型号 1：8-20-USB，适用激光范围：700~1100 nm，20~200 fs

型号 2：15-40-USB，适用激光范围：1220~1620nm，40~400 fs

- ❖ 我们计划今年在上海和北京分别安排一次[FROG](#)现场测试,请有兴趣的单位与我们联系。
- ❖ 同样我们希望加强与国内经销商的合作共赢,开拓 [FROG](#) 在中国市场的应用前景.请有兴趣经销商与我们联系。